

# Defi

Abbildungen: Illustrationsbüro Müller-Wegner

1

**Helphi** Mit Helphi kann ich helfen



Textkarten

***„Machen Sie den Oberkörper des Patienten frei!“***



***„Ziehen Sie die grüne Lasche, um die Elektroden zu entnehmen.“***



***„Lösen Sie die Schutzfolie von den Elektroden.“***



***„Kleben Sie die Elektroden (wie dargestellt) auf die entblößte Brust des Patienten.“***



***„Drücken Sie die Elektroden  
fest auf die Haut  
des Patienten.“***



***„Herzrhythmus wird  
analysiert. Den Patienten  
nicht berühren. Vom  
Patienten zurücktreten.“***



***„Schock empfohlen.“***



***„Drücken Sie  
die Schocktaste.“***



**„Schock abgeben.  
Der Patient kann wieder  
berührt werden. Herz-  
Lungen-Wiederbelebung  
beginnen.“**



**„Legen Sie die  
aufeinandergelegten  
Hände in die Mitte  
der Brust.“**



**„Drücken Sie im Rhythmus  
des Metronoms auf  
die Brust.“**



**„Bleiben Sie ruhig.“**

